

**Bildschirmlesegerät Mezzo Edu - Quiz**


**Eva-Maria Haßenpflug**

LVR-Karl-Tietenberg-Schule, Förderschwerpunkt Sehen, Düsseldorf

# Bildschirmlesegerät



Wähle die korrekte Antwort aus.  
**Klicke** dafür auf die richtige  
Sprechblase.



Ein Bild  
verkleinern

Die Tafelkamera  
anschalten

Was bedeutet  
„Auszoomen“?

Die passende  
Vergrößerung  
einstellen



**RICHTIG**





**FALSCH**



Ich muss die  
Augen  
zusammen-  
kneifen

Woran  
erkenne ich  
die richtige  
Vergrößerung  
für mich?

Ich muss  
nah an den  
Bildschirm  
heran

Ich bin nicht  
zu nah vor  
dem  
Bildschirm



**RICHTIG**








**FALSCH**



Eine  
Sitzposition  
auswählen



Positionen  
speichern  
und abrufen

Helligkeit  
einstellen



**RICHTIG**





**FALSCH**



1. Gelbe Taste kurz drücken
2. Eine Positionstaste drücken und halten

Alle Tasten zusammen drücken

Position **speichern:**

1. Eine Positionstaste drücken und halten
2. Gelbe Taste kurz drücken



**RICHTIG**





**FALSCH**



Erst die Positionstaste kurz drücken, danach die gelbe Taste kurz drücken

Erst die gelbe Taste kurz drücken, danach die Positionstaste kurz drücken.

Position  
**abrufen:**

Die gelbe Taste in kurzen Abständen drücken und an einer Position loslassen.





**RICHTIG**





**FALSCH**



Weiter  
so!

