

Bildschirmlesegerät Quiz Teil 3 – Veo Reinecker

Eva-Maria Haßenpflug


LVR-Karl-Tietenberg-Schule, Förderschwerpunkt Sehen, Düsseldorf

Bildschirmlesegerät



3

Wähle die korrekte Antwort aus.
Klicke dafür auf die richtige
Sprechblase.



Ein Bild
verkleinern

Die Tafelkamera
anschalten

Was bedeutet
„Auszoomen“?

Die passende
Vergrößerung
einstellen

RICHTIG





FALSCH



Ich muss die
Augen
zusammen-
kneifen

Ich bin nicht
zu nah vor
dem
Bildschirm

Woran
erkenne ich
die richtige
Vergrößerung
für mich?

Ich muss
nah an den
Bildschirm
heran

RICHTIG





FALSCH



Eine
Sitzposition
auswählen

Positionen
speichern
und abrufen



Helligkeit
einstellen

RICHTIG





FALSCH




Die Taste kurz
drücken



Alle Tasten
zusammen
drücken

Position
speichern:

Die Taste lange
drücken



RICHTIG





FALSCH



Die Taste
doppelt drücken



Die Taste kurz
drücken



Position
abrufen:

Die Taste lange
drücken



RICHTIG





FALSCH



Weiter
so!

